



ELMAS DENTAL FREZ KATALOĞU

DIAMOND DENTAL BUR CATALOG

DENTAL DIAMANT FRÄSE-KATALOG

CATALOGUE DE FRANISES DENTAIRES DIAMANT

FOR GETTING INTO DELICATED DETAILS...



- intensive diamond texture
- effective plating techniques
- high performance on each use

FOR THE TOUCH
OF ARTWORK



In the combination of no precession & vibration besides sharpness, durability features of Bosphorus Burs give you advantages of perfect cutting activity by creating smooth cutting surfaces.

www.BOSPHORUS.com.tr

YÖNETİM KADROSU
MANAGEMENT

FİRMA SAHİBİ / CHAIRMAN

TURGUT SUBAŞI

GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER

GÖKHAN SUBAŞI

SATIŞ PAZARLAMA MÜDÜRÜ

SALES & MARKETING MANAGER

SEDA SUBAŞI AYDIN



BOSPHORUS Elmas Dental Frezlerinin üretiminde kullanılan tüm materyaller ve ham maddeler dünyanın saygın, bilinen kuruluşlarından temin edilmekte ve en gelişmiş teknolojiler kullanılarak üretim gerçekleştirilmektedir. Frezlerin şaftları uygulama ihtiyaçlarına en uygun şekilde sertleştirilmiş paslanmaz çelikten yapılmaktadır. Şaft üretimi ve elmas kaplama işlemi tamamiyle tesislerimizde gerçekleştirilmektedir. Bu üretim entegrasyonu; BOSPHORUS frez üretiminin her aşamasında ISO standartlarının üstünde kalite kontrol teknikleri ile kontrol edilme avantajı vermesi kullanıcılara daha güvenli ve daha dayanıklı ürünler sunmamızı sağlamaktadır. BOSPHORUS frezler salgısız, vibrasyonsuz, keskin ve dayanıklı üretildikleri için çok düzgün kesim yüzeyi oluşturarak mükemmel kesim etkinliği sağlar. Bir BOSPHORUS marka frez aldığınızda dünya çapında bir üreticiden yüksek kalitede bir ürün aldığınızdan emin olabilirsiniz. Yoğun elmas dokusu ve etkili kaplama teknikleri ile defalarca aynı performansta kullanacağınız BOSPHORUS marka frezleri sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

All of the raw materials which have been used in production of BOSPHORUS Diamond Dental Burs have been supplied from respective and well-known companies, and its production has been made using high technologies. Shanks of the burs have been produced with hardened stainless steel in accordance with ISO terms& conditions. Also, shank production and diamond plating processes have been completely performed at our facilities. Having integrated production lines for BOSPHORUS burs, provides us great deal of advantages to have higher standards and furthermore, it helps us to present more reliable and more durable products for the users with our quality control techniques beyond ISO Standards and also with supervising stages of production processes. In the combination of no precession and vibration, besides sharpness and durability features of Bosphorus Burs give you advantages of perfect cutting activity by creating smooth surfaces. When you buy a BOSPHORUS brand name bur, you can be sure that you have supplied a high quality product. With the intensive diamond pattern and effective plating, definitely you will have the same performance on each use. Now, we are very pleased to present BOSPHORUS burs just for you!

Alle bei der Herstellung von BOSPHORUS Dental Diamant Fräsen verwendeten Materialien und Rohstoffe, werden von weltrenommierten Institutionen besorgt und durch Inanspruchnahme modernster Technik produziert. Der Schaft der Fräsen wird aus rostfreiem Stahl hergestellt, das entsprechend den Anwendungsbedingungen gehärtet wurde. Die Herstellung des Schafts und die Diamanten-Beschichtungsbehandlungen erfolgen im Ganzen bei uns im Werk. Diese Integration unserer Produktion; durch den Vorteil, dass die Herstellung der BOSPHORUS-Fräsen in jeder Phase einer Qualitätskontrolle unterzogen wird, die einem höheren Standart als entsprechende ISO-Normen vorsagen, ermöglicht uns, sicherer und langlebiger Produkte anzubieten. Da die BOSPHORUS-Fräsen durchhangfreier, vibrationsfreier, spitzer und robuster hergestellt werden, haben sie eine sehr glatte Schnittfläche und ermöglichen eine perfekte Schneidekompetenz. Wenn Sie eine Fräse der Marke BOSPHORUS kaufen, können Sie sich vergewissern, ein Produkt weltweit hochwertiger Qualität gekauft zu haben. Wir freuen uns, Ihnen die Marke BOSPHORUS, die Sie aufgrund ihres intensiven Diamantengewebes und angewendeter effektiver Beschichtungstechnik mehrmals mit gleicher Leistung verwenden werden, anbieten zu können.

Tous les matériaux et matières premières utilisés dans la production des Fraises Dentaires Diamant BOSPHORUS, sont procurés des institutions mondiales prestigieuses et connues et la production est faite avec l'utilisation des technologies les plus développées. Les hampes des fraises sont fabriquées à partir de l'acier inoxydable durci de façon le plus convenable aux besoins d'application. La production de hampe et l'opération de revêtement de diamant, sont entièrement réalisées dans nos installations. A chaque étape de production de la fraise BOSPHORUS, cette intégration de production donne un avantage de contrôle avec les techniques de contrôle de qualité au dessus des standards d'ISO et cela nous assure une présentation aux usagers de produits plus sûr et plus résistant. Les fraises BOSPHORUS étant produites sans sécrétion, sans vibration, coupantes et résistantes, en formant une surface de coupement très régulière, elles assurent une activité de coupement parfaite. Quand vous achetez une fraise de marque BOSPHORUS, vous pouvez être sûr que vous avez pris d'un producteur à échelle mondiale un produit de haute qualité. Nous serons content de vous présenter les fraises de marque BOSPHORUS, que vous utiliserez plusieurs fois avec la même performance grâce à sa dense texture de diamant et ces techniques efficaces de revêtement.

index

Sayfa Page	10	11	12	13	14	15	16	17																
																								
	801	802	805	806	807	808	808L	808R	809	809R	811	811L	813	815	818	819	825	826	830	830L	831			
Sayfa Page	18	19	20	21	22	23	24	25																
																								
	833	833K	833L	834	834A	835	836	837	837L	837XL	838	838L	839	839R	840	841	842	843	845	845R	846	846R	847	
Sayfa Page	26	27	28	29	30	31	32	33	34															
																								
	847KR	847R	847RP	847P	848	848R	849	850	851	851L	852	854	855	856	857	858	859	859L	860	861	861K	862		
Sayfa Page	35	36	37	38	39	40	41	42																
																								
	863	863K	863XL	865L	866	867	868	869	870	871	872	873	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	888
Sayfa Page	43	44	45	46	47	48																		
																								
	888L	889L	890	890L	891	895	895L	896	897	897R	898	899	808D	808LD	837D	837LD	847D	848D						



Elmas Dental Frezelerin Özellikleri / Specialities of Diamond Dental Burs

Die Eigenschaften von Diamant Dental Fräsen

Les Particularites des Fraises Dentaires Diamant

UYGULAMA

- Kavite açma ve kaplama preparasyonlarında,
- Sert materyallerin (diş) dolgu işlemlerinde

Kalite:

- Özel seçilmiş elmas
- Modern elmas kaplama işlemi
- 6 değişik elmas boyutunda
- Standard, güvenlik ve etkili kaplama

Kullanım Metodları:

- Yapılacak preparasyona göre doğru frez seçildiğinden emin olunuz. (şekil, boyut ve elmas grit tipi)
- Frez gövdenin fazla zorlanmadan olabildiğince derin olarak türbin başlığı yuvasına yerleştirildikten sonra güvenli kullanım için hazır olup olmadığından ve başlık tarafından yeterince kavrandığından emin olunuz.
- Optimum performans için; doğru hız seçimi için 8. sayfadaki devir tablosunu inceleyiniz ve frezleri önerilen devirlerde kullanınız. Haddinden fazla hızlarda kullanım, diş etine ve canlı dokulara zarar verebilir ayrıca aynı durumda operasyon sırasında yeterli su verilmezse de karşılaşılabilmektedir.
- Haddinden fazla hızda kullanım geniş kafalı frezlerin şeklini bozabilir ve kırılma riskini artırır.
- Preparasyon sırasında gereksiz baskı uygulamayınız. Frezlerin, operasyonun durumuna göre tavsiye edilen baskı aralığı 0.3-2N arasındadır. Aşırı baskı, preparasyonu olumsuz yönde etkiler ve frezin kırılma riskini artırır.
- Parçanın maksimum süreyle kullanılmasını sağlamak için preparasyon sırasında minimum temas önemlidir.
- Operasyon sırasında frez 1500 devirde dönüyorsa yeterli soğumanın yapılabilmesi için kullanılacak minimum su miktarı 50ml/dk.'dır. Frezler 19 mm.'den büyük ve çapı 1,8 mm ise dışardan ekstra soğutma gerekir.
- Yapılan operasyona bağlı olarak; koruyucu gözlük takılması tavsiye olunur.
- Frezleri standta veya tepside tutmak şekillerinin bozulmasına yol açabilir.
- Kullanmış olduğunuz Bosphorus elmas frezle üzerinde takip edilebilirliği sağlamak için üretim lot numarası verilmiştir. Bu ürünle ilgili oluşabilecek her türlü sorunda, bu lot numarasıyla üretici firmaya şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.
- Körelmiş, hasarlı, eğilmiş veya eksen bozulmuş frezleri hemen yok ediniz. Bunlar, preparasyonunuzu olumsuz etkileyecek ve türbin başlığınızın bozulmasına sebep olacaktır.
- Frezin gereğinden fazla sürede dezenfektanda bırakılması dayanımını olumsuz olarak etkileyip, elmasların dökülmesine sebep olabilir.

APPLICATION

- For cavity & covering preparations
- For filling preparations solid materials(teeth)

Quality:

- Special chosen natural diamond
- Modern diamond plating process
- In 6 different diamond grits
- Standard, reliable and effective plating

Using methods:

- Make sure that the right bur is chosen for the intended preparation (shape, diameter and grit size)
- Affix the bur gently to turbine as much as it is fixed, afterwards check readiness for safe using and whether it is safely clutched.
- In order to have optimum performance and determination for proper speed, it is suggested to examine "recommended speed for burs" table on page 8 and use the burs as recommended. Over speed may damage tissue and gingiva; also, the same situation may occur if sufficient water is not provided during the operation.
- Over speed may damage form of large headed burs and increase risks of breaking.
- During preparation, do not use it with unnecessary pressure. Recommended pressure range of burs is between 0.3-2N. Over pressure, effects the preparation in negative way and increases risks of breaking of bur.
- In order to provide long lifetime for the burs, minimum contact is very important during preparation.
- During operation ,When the bur is turning at 1500 rpm, in order to provide enough cooling; minimum water amount should be 50 ml/min. In case, if total length of burs are longer than 19mm and its diameter is 1,8 mm or over extra cooling is extremely recommended.
- Depending on the operation, it is recommended that protective glasses should be used.
- Placing the burs on stand or on tray may cause damage of their shapes.
- Bosphorus burs ,which you have been used is defined by lot numbers in order to provide traceability. In case of occurring any problem regarding this product, by this lot numbers, you may submit your complaints to the producer company by using its lot numbers.
- Remove burs immediately which are rusty, damaged, bended or if precession on shank may occur .It may effect your preparation in negative way and may damage of tribune head.
- Remaining the burs in solution for along time may effect the burs in negative way,and it may cause spilling the diamonds over.



ANWENDUNG

- Bei Kavitations- und Verblendungspräparationen,
- Bei Plombe (Zahn) von harten Materialien

Qualität:

- Gesondert ausgewählter Diamant
- Moderne Diamanten-Verblendungsbehandlung
- In verschiedenen Diamantengrößen
- Standard, zuverlässig und effektive Verblendung

Verwendungsmethoden:

- Vergewissern Sie sich, je nach durchzuführender Präparation die richtige Fräse gewählt zu haben. (Form, Größe und Diamantgrittyp)
- Vergewissern Sie sich ob die Fräse-Schaft nach dem mehrdruckarmen, möglichst tieferen Auflegen in die Buchsedes Turbinenkopfes für eine sichere Verwendung bereit ist und vom Kopf gut gegriffen wird.
- Für eine optimale Leistung prüfen Sie beim Wählen der richtigen Geschwindigkeit die auf nachstehender Tabelle empfohlenen Geschwindigkeiten genau durch und verwenden Sie die Fräse nur bei empfohlenen Geschwindigkeiten. Die Verwendung mehr als nötig kann die lebendigen Gewebe bzw. Zahnfleisch beschädigen. Auch wenn man bei der Operation kein ausreichendes Wasser zufließen lässt, kann es zum gleichen Fall kommen.
- Eine mehr als nötige Verwendung kann die breitköpfigen Fräsen deformieren und erhöht das Bruchrisiko.
- Bei Präparation keinen unnötigen Druck ausüben. Das je nach der Lage der Operation empfohlene Druckintervall der Fräse beträgt 0,3-2N. Der Mehrdruck beeinträchtigt die Präparation und erhöht das Bruchrisiko der Fräse.
- Bei Präparation ist der minimale Kontakt wichtig, um die langfristige Nutzung des Teiles zu sichern.
- Wenn sich die Fräse während der Operation mit einer Drehzahl von 1500 dreht, beträgt die zu verwendende Wassermenge 50 ml/min, um genügende Abkühlung vorzunehmen. Wenn die Fräsengrößen als 19 mm sind und deren Durchmesser 1,8 mm sind, so ist dann eine zusätzliche externe Abkühlung erforderlich.
- In Abhängigkeit von der durchzuführenden Operation wird empfohlen, Schutzbrillen zu tragen.
- Das Aufbewahren von Fräsen auf dem Stand oder Brett kann u Verformungen führen.
- Um für die Rückverfolgbarkeit von Bosphorus Diamant Fräsen zu sorgen, ist eine Produktlotnummer angegeben. Bei einer Beschwerde im Bezug auf dieses Produkt können Sie sich mit dieser Lotnummer an die Firma wenden.
- Gesumpfte, beschädigte, gekrümmte oder an der Achse defekte Fräsen sofort vernichten. Diese beeinträchtigen Ihre Präparation und führen zur Störung Ihres Turbinenkopfes.

APPLICATION

- Dans les préparations d'ouverture de cavité et de revêtement
- Dans les opérations de plombage (dent) des matériaux rigide

Qualité:

- Diamant choisi spécialement
- Opération moderne de revêtement de diamant
- A la dimension de 6 diamants différents
- Revêtement standard, sûr et efficace

Méthodes d'utilisation:

- Assurez-vous que la bonne fraise est choisie selon la préparation à faire, (forme, dimension et le type de diamant grain)
- Après avoir installé le corps de la fraise, sans trop le forcer, le plus profondément possible dans le nid du capuchon de la turbine, assurez vous qu'elle est prête pour une utilisation sûr et qu'elle est passablement empoignée par le capuchon.
- Pour une performance optimum; afin de faire un choix juste de vitesse, étudiez les vitesses recommandées dans le tableau à la page 8 et utilisez les fraises avec les vitesses proposées. Une utilisation à vitesse excessive peut endommager la gencive et les tissus vivants, en outre la même situation peut être rencontrée si l'eau n'est pas attribuée suffisamment lors de l'opération.
- Une utilisation à vitesse excessive peut endommager la forme des capuchons larges et augmenter le risque de cassure.
- Lors de la préparation n'appliquez pas de compression superfétatoire. Selon la situation de l'opération, la distance de compression conseillée est de 0,3-2N. Une compression excessive influencera négativement la préparation et augmentera le risque de cassure de la fraise.
- Lors de la préparation le contact minimum est important pour assurer l'utilisation de la pièce pour une durée maximale.
- Lors de l'opération si la fraise tourne à 1500 cycles, pour une réfrigération suffisante la quantité minimale d'eau est 50 ml/min. Si la fraise est plus grande que 19mm et son diamètre de 1,8mm, il faut une réfrigération extra de l'extérieur.
- Selon l'opération réalisée, il est conseillé d'utiliser des lunettes protectrices.
- Tenir les fraises dans le stand ou le plateau peut détériorer leurs formes.
- Un numéro de lot de production est donné afin de suivre les fraises diamant Bosphorus. Pour tout problème éventuel concernant ce produit vous pouvez faire vos réclamations auprès de la firme productrice avec ce numéro de lot.
- Supprimer aussitôt les fraises atrophiées, endommagées, inclinées ou dont l'axe est avarié. Celles-ci influenceront négativement vos préparations et seront cause de dégradation de votre capuchon de turbine.

Numaralandırma Sistemi / Enumerating System


Nummerierungs-System / **Système de Numérotation**

(ISO 6360)

ISO numarası parçanın tipini tarif eder. / ISO number describes types of parts.

ISO Nummer beschreibt den Typ der Teile. / Le numéro d'ISO définit le type de la pièce.

A	Çalışan kısmın kaplama malzemesi Plating material of working part Verblendungsmaterial des anlaufenden Teiles Matériel de revêtement de la partie qui fonctionne	B₁	Şaft tipi Type of shank Schaft-Typ Type de hampe	B₂	Parçanın tam boyu Overall length of shank Länge über alles Longueur totale de la pièce
C	Çalışan kısmın şekli Shape of working part Gestalt des Arbeitsteils Forme de la tête de la pièce	D	Elmas boyutu Diamond grit size Diamantgröße Taille de grain de diamant	E	Çalışan parçanın nominal kafa çapı Nominal head diameter of working part Kopfdurchmesser des Arbeitsteils Diamètre de la tête de la pièce



- Kullanmış olduğunuz Bosphorus elmas frezler üzerinde takip edilebilirliği sağlamak için üretim lot numarası verilmiştir. Bu ürünle ilgili oluşabilecek her türlü sorunda, bu lot numarasıyla üretici firmaya şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.
- Bosphorus burs, which you have been used are defined by lot numbers in order to provide traceability. In case of occurring any problems regarding this product, you may submit your complaints to the producer company with these lot numbers.

Örnek ISO Şeması / Sample of ISO Chart / ISO - Schema Muster / Model De Schema ISO

A	B₁	B₂	C	D	E
Çalışan kısmın kaplama malzemesi Plating material of working part	Şaft tipi Type of shank	Parçanın tam boyu Overall length of shank	Çalışan kısmın şekli Shape of working part	Elmas boyutu Diamond grit size	Çalışan parçanın nominal kafa çapı Nominal head diameter of working part

806

31 4
314

257

524

021
2,1 mm

ISO NO. 806 314 257 524 021



Nasıl Sipariş Verilir? / How to Place an Order?

Wie Soll Man Bestellen? / Comment Faire la Commande?



830

Şaft Tipi Shank Type Schaft Typ Hampe Type			Şekil Figure Bild Forme	ISO-No.	Şaft Kafa Boyu (Lmm) Shank Head Length (Lmm) Schaft Kopfgröße (Lmm) Taille De La Tête Hampe (Lmm)	4,5	4,5	5,0	5,0	6,0
FG	Standard		 830	806 314 257 524		016	018	021	023	
			 830H	806 314 257 544		016	018		023	
			 830G	806 314 257 534		016	018		023	
			 830F	806 314 257 514		016	018	021	023	
			 830C	806 314 257 504		016	018	021	023	
RA			 830G	806 204 257 534					023	
			 830F	806 204 257 514					023	
			 830C	806 204 257 504					023	025
HP			 830	806 104 257 524					023	
				Şekil / Renk Figure / Color Bilde / Farbe Forme / Couleur		Kafa Çapı Head Diameter Kopfdurchmesser Diamètre de la tête				
FG			830 C	ISO314=19mm**	1,6 mm					
FG/830-016C										



Örnek:
314 Şaft tipi ve parçanın toplam boyu
257 Çalışan kısmın şekli
524 Elmas boyutu
021 Çalışan kısmın nominal kafa çapı
L mm Çalışan kısmın boyu

Example:
314 Shank type and overall length
257 Shape of the head
524 Grit size of diamond
021 Diameter of the working part
L mm Length of the working part

Renkler / Colours	ISO No.	Boyut / Size	
	544	151 µm	Süper Kaba / Super Coarse
	534	126 µm	Kaba / Coarse
	524	107 µm	Orta / Medium
	514	54 µm	İnce / Fine
	504	20 µm	Süper İnce / Super Fine
	494	10 µm	Ekstra İnce / Extra Fine



Kavite preparasyonları
Cavity preparation
Kavitätenpräparation



Kron preparasyonları
Crown preparation
Kronenpräparation



Eski dolgunun çıkarılması
Removal of old fillings
Ausbohren alter Füllungen



Prophylaxis
Prophylaxe



Ağız cerrahisi
Oral surgery
Kieferchirurgie



Kron ve köprü tekniği
Crown and bridge technique
Kronen-/Brückentechnik



Akrilik tekniği
Acrylic technique
Kunststofftechnik



Model yapımı
Model fabrication
Modellherstellung




Model döküm tekniği
Model casting technique
Modellgusstechnik



Diş ortopedisi
Gnatho-orthopaedics
KFO

Çeşitli kron preparasyon tipleri
Various types of crown preparation
Varianten der Kronenpräparation



Tavsiye Edilen Devir Hızları / Recommended Speed for Burs

Empfohlene Geschwindigkeit für Burs / **Vitesse Recommandée Pour les Fraises**

Kafa Çapı Head Diameter	FG		RA	
	min ⁻¹	m/s	min ⁻¹	m/s
007	300.000	11	160.000	6
008	300.000	13	160.000	7
009	300.000	14	160.000	8
010	300.000	16	160.000	8
012	300.000	19	160.000	10
014	300.000	22	160.000	12
016	280.000	23	160.000	13
018	250.000	24	160.000	15
021	210.000	23	160.000	18
023	190.000	23	160.000	19
025	180.000	24	120.000	16
027	160.000	23	120.000	17
029	150.000	23	120.000	18
031	150.000	24	120.000	19
033	120.000	21	120.000	21
035	120.000	22	120.000	22
037	120.000	23	120.000	23
040	100.000	21	100.000	21
042	100.000	22	100.000	22
045	80.000	19	80.000	19
047	80.000	20	80.000	20
050	80.000	21	80.000	21
055	80.000	22	80.000	22
060	60.000	19	60.000	19
065	60.000	20	60.000	20
070	60.000	22	60.000	22
078	50.000	20	50.000	20
100	45.000	22	45.000	22





Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



801



Şaft	Şekil	ISO no	(Lmm)	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,3	3,5	4,2
FG	Standard	801	806 314 001 524	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	033	035	042
		801H	806 314 001 544						014	016	018	021	023	025	027	029			
		801G	806 314 001 534			009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029			
		801F	806 314 001 514	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	033	035	042
		801C	806 314 001 504	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	033	035	
		801U	806 314 001 494				010	012		016			023	025					
FG	Short	801	806 313 001 524				010	012	014										
FG	L	801	806 315 001 524				010	012	014	016	018								
		801H	806 315 001 544						014	016	018		023						
		801G	806 315 001 534						014	016	018		023						
FG	XL	801	806 316 001 524				010	012	014	016	018								
		801H	806 316 001 544						014	016	018		023						
		801G	806 316 001 534						014	016	018		023						
RA		801	806 204 001 524			009	010	012	014	016	018	021	023		027		033		
		801F	806 204 001 514						014	016	018		023				033		
		801C	806 204 001 504					012					023						
HP		801	806 104 001 524			009	010	012	014	016	018	021	023		027		033		
		801F	806 104 001 514				010		014	016	018	021	023				033		
		801C	806 104 001 504										023						



802



Şaft	Şekil	ISO no	(Lmm)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0
FG	Standard	802	806 314 002 524	009	010	012	014	016	018	021	023	
		802G	806 314 002 534		010	012	014	016				
RA		802	806 204 002 524			012						
HP		802	806 104 002 524						018		023	



805



Şaft		Ø1,6 mm	19 mm	Şekil	ISO no	(Lmm)	0,9	1,0	1,5	1,5	1,5	2,3	2,3	2,5	2,5
							009	010	012	014	016	018	021		
FG	Standard	Ø1,6 mm	19 mm	805	806 314 012 524										
				805H	806 314 012 544					014	016	018			
				805G	806 314 012 534			010	012	014	016	018			
				805F	806 314 012 514			010		014					
				805C	806 314 012 504				012	014					
FG	Short	Ø1,6 mm	16,5 mm	805	806 313 012 524				012						
RA		Ø2,35 mm	22 mm	805	806 204 012 524			010	012	014	016	018	021	025	027
HP		Ø2,35 mm	44,5 mm	805	806 104 012 524		009	010	012	014	016	018	021	025	027



806



Şaft		Ø1,6 mm	19 mm	Şekil	ISO no	(Lmm)	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5
							009	010	012	014	016	018	
FG	Standard	Ø1,6 mm	19 mm	806	806 314 019 524								
				806G	806 314 019 534			010	012	014	016		
HP		Ø2,35 mm	44,5 mm	806	806 104 019 524				012	014			021



807



Şaft		Ø1,6 mm	19 mm	Şekil	ISO no	(Lmm)	3,5	3,5	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0
							012	014	016	018			
FG	Standard	Ø1,6 mm	19 mm	807	806 314 225 524								
				807G	806 314 225 534			014	016	018			
RA		Ø2,35 mm	22 mm	807	806 204 225 524				016				
HP		Ø2,35 mm	44,5 mm	807	806 104 225 524					018	021	023	025




Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



808





Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	2,7	2,7	2,7	2,7	3,0	3,0
FG	Standard		808	806 314 233 524		009	010	012	014	016
			808H	806 314 233 544				012	014	
			808G	806 314 233 534			010	012	014	016
			808F	806 314 233 514		009	010	012	014	
			808C	806 314 233 504		009	010	012	014	
FG	Short		808	806 313 233 524			010			
RA			808	806 204 233 524	008		010	012		



808L




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	8,0
FG	Standard		808L	806 314 234 524	010	012	014	016	018	
			808LH	806 314 234 544			014	016		
			808LG	806 314 234 534		012	014	016	018	
			808LF	806 314 234 514		012	014			
			808LC	806 314 234 504		012	014			
HP			808L	806 104 234 524						025



808R




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	4,0	5,0	5,0	5,0
FG	Standard		808R	806 314 238 524	012	014	016	018
			808RH	806 314 238 544		014	016	018
			808RG	806 314 238 534	012	014	016	018
			808RF	806 314 238 514	012	014	016	018



809




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	2,0	2,0
FG	Standard	Ø1,6 mm 	809	806 314 232 524	008	009



809R




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
FG	Standard	Ø1,6 mm 	809R	806 314 237 524	010	012	014	016	018
			809RH	806 314 237 544		012	014	016	018
			809RG	806 314 237 534	010	012	014	016	
			809RF	806 314 237 514	010	012	014		



811



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	4,0
FG	Standard	Ø1,6 mm 	811	806 314 038 524	033
			811H	806 314 038 544	033
			811G	806 314 038 534	033
			811F	806 314 038 514	033

Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



811L



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Long		811L	806 315 039 524	7,0
			811LH	806 315 039 544	037
			811LG	806 315 039 534	037
			811LF	806 315 039 514	037



813





Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
HP			813	806 104 014 524	3,0
					060



815



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	2,0	2,5
FG	Standard		815	806 314 042 524	012	014	018	023	035	050	
RA			815	806 204 042 524							060



818



Şaft	Şekil	ISO no	(Lmm)	0,6	0,6	0,6	0,6	=L
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	818	806 314 041 524		045	050	
RA		Ø2,35 mm 22 mm	818	806 204 041 524		050		
HP		Ø2,35 mm 44,5 mm	818	806 104 041 524	042		078	



819



Şaft	Şekil	ISO no	(Lmm)	2,5	2,5	2,5	=L
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	819	806 314 044 524	012	014	018



825



Şaft	Şekil	ISO no	(Lmm)	0,4	0,6	0,8	0,8	0,8	=L
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	825	806 314 304 524	016	023	042	050	
RA		Ø2,35 mm 22 mm	825	806 204 304 524			050		
HP		Ø2,35 mm 44,5 mm	825	806 104 304 524		023	050	065	

Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



826



Şaft	Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Standard	Ø1,6 mm	19 mm	2,0
				016



830



Şaft	Şekil	ISO no	(Lmm)	4,5	4,5	5,0	5,0	6,0
FG	Standard	Ø1,6 mm	19 mm	016	018	021	023	
		830	806 314 257 524	016	018		023	
		830H	806 314 257 544	016	018		023	
		830G	806 314 257 534	016	018		023	
		830F	806 314 257 514	016	018	021	023	
RA		830C	806 314 257 504	016	018	021	023	
		830G	806 204 257 534				023	
		830F	806 204 257 514				023	
HP		830C	806 204 257 504				023	025
		830	806 104 257 524				023	



830L



Şaft	Şekil	ISO no	(Lmm)	
RA		Ø2,35 mm	22 mm	5,0
		830LF	806 204 258 514	014
		830LC	806 204 258 504	014



831



Şaft		Ø	L	Şekil	ISO no	(Lmm)	3,5	3,5
FG	Standard	Ø1,6 mm	19 mm	831	806 314 254 524		016	018
				831H	806 314 254 544		016	018
				831G	806 314 254 534		016	018
				831F	806 314 254 514		016	018
				831C	806 314 254 504		016	018
				831U	806 314 254 494		016	018
RA		Ø2,35 mm	22 mm	831G	806 204 254 534		016	



Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



833



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	2,8	2,8	3,4	3,4	4,2	4,2
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	833	806 314 277 524		014	016	018		023
			833H	806 314 277 544		014	016	018		023
			833G	806 314 277 534		014	016	018		023
			833F	806 314 277 514	012	014	016	018	021	023
			833C	806 314 277 504		014	016	018		023
			833U	806 314 277 494		014	016			023
RA		Ø2,35 mm 22 mm	833F	806 204 277 514						023



833K




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	4,2
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	833KH	806 314 272 544	024




833L



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	5,0
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	833L	806 314 278 524	018



834



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	6.0	6.0	6.0
FG	Long	Ø1,6 mm 21 mm	834	806 315 552 524	016	018	021



834A



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	3.5
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	834A	806 314 242 524	031



835



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	835	806 314 108 524	007	008	009	010	012	014	016	018		
			835H	806 314 108 544				010	012	014	016	018		
			835G	806 314 108 534			009	010	012	014	016	018		
			835F	806 314 108 514			008	010	012	014				
			835C	806 314 108 504					012					
FG	Short	Ø1,6 mm 16,5 mm	835	806 313 108 524		008	009	010	012	014				
			835H	806 313 108 544					012					
			835G	806 313 108 534				010	012					
RA		Ø2,35 mm 22 mm	835	806 204 108 524	007	008	009	010	012	014	016	018		
HP		Ø2,35 mm 44,5 mm	835	806 104 108 524				010	012	014				035

Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



836



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	4,0	4,0	4,0	5,0
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	836 836G 836C	806 314 109 524 806 314 109 534 806 314 109 504	012	014	018	021
RA		Ø2,35 mm 22 mm	836	806 204 109 524		014		021



837



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0
FG	Long	Ø1,6 mm 21 mm	837 837H 837G 837F 837C	806 315 110 524 806 315 110 544 806 315 110 534 806 315 110 514 806 315 110 504	010	012	014	016	018		025	027			
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	837H 837G	806 314 110 544 806 314 110 534		012	014								
RA		Ø2,35 mm 22 mm	837	806 204 110 524		012	014	016		023					
HP		Ø2,35 mm 44,5 mm	837 837H	806 104 110 524 806 104 110 544		012	014	016	018	023		027	050	055	060



837L



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
FG	Long	Ø1,6 mm 22 mm	837L	806 315 111 524	010	012	014	016		
			837LH	806 315 111 544		012	014	016		
			837LG	806 315 111 534		012	014	016		
			837LF	806 315 111 514		012	014	016		
HP		Ø2,35 mm 44,5 mm	837L	806 104 111 524			014	016		
			837LG	806 104 111 534					050	065



837XL



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	10,0	10,0
FG	Long	Ø1,6 mm 24 mm	837XL	806 315 112 524	014	
HP		Ø2,35 mm 44,5 mm	837XL	806 104 112 524		100



838



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	838	806 314 138 524	008	009	010	012	014
			838G	806 314 138 534				012	014
			838F	806 314 138 514			010	012	

Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant




838L



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	7,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0
FG	Long	Ø1,6 mm	838L	806 315 140 524	010	012	014	016		
		22 mm	838LG	806 315 140 534	010	012	014			
			838LF	806 315 140 514		012				
RA		Ø2,35 mm	838L	806 204 140 524				016		
		22 mm								
HP		Ø2,35 mm	838L	806 104 140 524				016	023	027
		44,5 mm								



839



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
FG	Long	Ø1,6 mm	839	806 315 150 524	010	012	014	016	
		22 mm							
RA		Ø2,35 mm	839	806 204 150 524	010				
		22 mm							
HP		Ø2,35 mm	839	806 104 150 524					050
		44,5 mm							



839R



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	0,2
FG	Long	Ø1,6 mm	839R	806 315 179 524	012
		22 mm			
RA		Ø2,35 mm	839R	806 204 179 524	012
		22 mm			



840



Şaft		Ø1,6 mm	19 mm	Şekil	ISO no	(Lmm)	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
FG	Standard						008	010	012	014	016
				840	806 314 156 524						
				840H	806 314 156 544			010	012	014	
				840G	806 314 156 534		008	010	012	014	016
				840F	806 314 156 514		008	010	012	014	016
				840C	806 314 156 504			010	012	014	



841



Şaft		Ø1,6 mm	22 mm	Şekil	ISO no	(Lmm)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
FG	Long						008	010	012	014	016
				841	806 315 157 524						
				841H	806 315 157 544				012	014	
				841G	806 315 157 534				012	014	
				841F	806 315 157 514		008	010	012	014	016
				841C	806 315 157 504			010	012	014	016



842



Şaft		Ø1,6 mm	22 mm	Şekil	ISO no	(Lmm)	8,0	8,0	8,0	8,0
FG	Long						012	014	016	018
				842	806 315 158 524					
				842H	806 315 158 544		012	014	016	018
				842G	806 315 158 534		012	014	016	018
				842F	806 315 158 514		012	014	016	018
				842C	806 315 158 504		012	014	016	

Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



843



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Extra Long	Ø1,6 mm 25 mm	843	806 316 152 524	11,0 016



845



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	845	806 314 168 524	007	008	009	010	012	014	016	018	025
			845H	806 314 168 544				010	012	014			
			845G	806 314 168 534				010	012	014			
			845F	806 314 168 514					012				
RA		Ø2,35 mm 22 mm	845	806 204 168 524				010	012	014	016	018	
HP		Ø2,35 mm 44,5 mm	845	806 104 168 524				010	012	014	016		



845R



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	4,0	4,0	4,0	4,0
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	845R	806 314 544 524	016	018	021	025
			845RF	806 314 544 514	016	018		025
			845RC	806 314 544 504	016	018		025



846



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	6,0 012	6,0 014	6,0 016	6,0 018	7,0 025
FG	Long	Ø1,6 mm 21 mm	846	806 315 171 524					
			846H	806 315 171 544					025
			846G	806 315 171 534	012		016		025
			846F	806 315 171 514	012		016		025
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	846G	806 314 171 534			016		



846R



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	6,0 016	6,0 018
FG	Long	Ø1,6 mm 21 mm	846R	806 315 545 524		
			846RH	806 315 545 544		
			846RG	806 315 545 534	016	018
			846RF	806 315 545 514	016	018
			846RC	806 315 545 504	016	



847



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	8,0 012	8,0 014	8,0 016	8,0 018	8,0 025	9,0 040	9,0 050
FG	Long	Ø1,6 mm 22 mm	847	806 315 172 524							
			847H	806 315 172 544	012	014	016	018			
			847G	806 315 172 534	012	014	016	018	025		
			847F	806 315 172 514	012	014	016	018			
FG	Standard	Ø1,6 mm 20 mm	847G	806 314 172 534		014	016				
			847H	806 314 172 544		014	016				
RA		Ø2,35 mm 22 mm	847	806 204 172 524		014	016	018			
HP		Ø2,35 mm 44,5 mm	847	806 104 172 524		014	016	018		040	050

Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



847KR




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Long	Ø1,6 mm 	847KR	806 315 585 524	016



847R




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)				
FG	Long	Ø1,6 mm 	847R	806 315 546 524	014	016	018	023
			847RH	806 315 546 544	014	016	018	023
			847RG	806 315 546 534	014	016	018	023
			847RF	806 315 546 514	014	016	018	023
			847RC	806 315 546 504	014	016	018	023




847RP




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)		
FG	Long	Ø1,6 mm 	874G	806 315 508 534	016	020
			874F	806 315 508 514	016	020




847P





Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	8,0	8,0
FG	Long	Ø1,6 mm 	875G 806 315 190 534		014	016
			875F 806 315 190 514		014	016



848




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
FG	Long	Ø1,6 mm 	848 806 315 173 524		010	012	014	016	018	021	023	031		
			848H 806 315 173 544				014	016	018					
			848G 806 315 173 534			012	014	016	018	021	023	031		
			848F 806 315 173 514			012	014	016	018					
			848C 806 315 173 504					016	018		023			
RA		Ø2,35 mm 	848 806 204 173 524					016	018	023				
HP		Ø2,35 mm 	848 806 104 173 524			012	014	016	018	021	023	031	035	
			848G 806 104 173 534					018				031		



848R



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	10,0
FG	Long	Ø1,6 mm 	848R 806 315 553 524		016
			848RF 806 315 553 514		016


Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



849





Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0
FG	Long		849	806 315 197 524	010	012	014	016	018	025
			849H	806 315 197 544		012	014	016	018	025
			849G	806 315 197 534	010	012	014	016	018	025
			849F	806 315 197 514	010	012	014	016	018	025
FG	Standard		849G	806 314 197 534					025	
HP			849	806 104 197 524		014	016		025	
			849G	806 104 197 534			014	016		



850



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
FG	Long		850	806 315 198 524	010	012	014	016	018	021	025				
			850H	806 315 198 544		012	014	016	018	021	025				
			850G	806 315 198 534		012	014	016	018	021	025				
			850F	806 315 198 514		012	014	016	018						
			850C	806 315 198 504		012									
FG	Standard		850	806 314 198 524		012		016							
			850H	806 314 198 544		012	014	016							
			850G	806 314 198 534		012	014	016	018						
RA			850	806 204 198 524					018		023				
HP			850	806 104 198 524	010	012	014	016	018		023	025	033	040	050
			850G	806 104 198 534					018		023				
			850F	806 104 198 514							025				



851



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	5.5
FG	Standard	Ø1,6 mm 	851	806 314 218 524	014



851L





Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	8.0	8.0	8.0
FG	Long	Ø1,6 mm 	851L	806 315 219 524	012	016	018
		851LF	806 315 219 514		012		



852



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
FG	Long	Ø1,6 mm 	852	806 315 199 524	010	012	014	016	018		023
			852H	806 315 199 544		012	014	016	018		
			852G	806 315 199 534		012	014	016	018		023
			852F	806 315 199 514		012	014	016	018		
			852C	806 315 199 504				016	018		
RA		Ø2,35 mm 	852	806 204 199 524				016	018		
HP		Ø2,35 mm 	852	806 104 199 524		012	014	016	018	021	023

Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



854



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Long	Ø1,6 mm 22 mm	854	806 315 183 524	7,0 025



855




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	4,0	4,0	4,0	4,0
FG	Standard	Ø1,6 mm 19 mm	855	806 314 196 524		010	012	016
			855G	806 314 196 534			012	016
			855F	806 314 196 514			012	
HP		Ø2,35 mm 44,5 mm	855	806 104 196 524	009	010	012	



856




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Long	Ø1,6 mm 24 mm	856	806 315 148 524	2,5 016
			856C	806 315 148 504	016



857





Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	10,0
FG	Long	Ø1,6 mm 	857 806 315 220 524		014
			857G 806 315 220 534		014
			857F 806 315 220 514		014



858



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
FG	Long	Ø1,6 mm 	858 806 315 165 524		010	012	014	016	
			858H 806 315 165 544			012	014	016	
			858G 806 315 165 534		010	012	014	016	018
			858F 806 315 165 514		010	012	014		
			858C 806 315 165 504		010	012	014		
			858U 806 315 165 494				014		
FG	Standard	Ø1,6 mm 	858 806 314 165 524				014		
			858H 806 314 165 544				014		
			858G 806 314 165 534				014		
RA		Ø2,35 mm 	858 806 204 165 524				014		
			858F 806 204 165 514				014		
			858C 806 204 165 504				014		
HP		Ø2,35 mm 	858 806 104 165 524				014		018
			858G 806 104 165 534				014		018



Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



859




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
					010	012	014	016	018
FG	Long	Ø1,6 mm 24 mm	859	806 315 166 524					
			859H	806 315 166 544					018
			859G	806 315 166 534			014	016	018
			859F	806 315 166 514			014	016	018
			859C	806 315 166 504	010	012	014	016	018
			859U	806 315 166 494			014		
RA		Ø2,35 mm 22 mm	859	806 204 166 524					018
			859F	806 204 166 514			014		
HP		Ø2,35 mm 44,5 mm	859	806 104 166 524	010		014		018
			859F	806 104 166 514					018
			859C	806 104 166 504			014		



859L






Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	12.0	12.0	12.0	12.0
					010	012	014	016
FG	Extra Long	Ø1,6 mm 25 mm	859L	806 316 167 524				
			859LH	806 316 167 544			012	016
			859LG	806 316 167 534			012	014
			859LF	806 316 167 514	010	012	014	
			859LC	806 316 167 504	010		014	
RA		Ø2,35 mm 26 mm	859L	806 205 167 524	010			



860







Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	2,5	3,5	3,5
FG	Standard	Ø1,6 mm 	860 860G 860C	806 314 246 524 806 314 246 534 806 314 246 504	008		010 010
FG	Short	Ø1,6 mm 	860	806 313 246 524		009	
RA		Ø2,35 mm 	860 860C	806 204 246 524 806 204 246 504		009	010
HP		Ø2,35 mm 	860	806 104 246 524			010



861



									L
Şaft			Şekil	ISO no	(Lmm)	4,0	5,0	5,0	5,0
FG	Standard		861	806 314 247 524		010	012	014	016
			861H	806 314 247 544			012	014	016
			861G	806 314 247 534		010	012	014	016
			861F	806 314 247 514		010	012	014	
			861C	806 314 247 504		010	012	014	016
			861U	806 314 247 494		010			
FG	Short		861	806 313 247 524			012		
			861G	806 313 247 534			012		
RA			861	806 204 247 524			012		
			861F	806 204 247 514			012		
HP			861	806 204 247 524			012		016


Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



861K








Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Standard	Ø1,6 mm 	861KF 806 314 255 514		5,5
			861KC 806 314 255 504		012




862



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
FG	Long	Ø1,6 mm 	862	806 315 249 524	010	012	014	016		021
			862H	806 315 249 544		012	014	016		
			862G	806 315 249 534	010	012	014	016	018	021
			862F	806 315 249 514	010	012	014	016		
			862C	806 315 249 504	010	012	014	016		
			862U	806 315 249 494		012				
FG	Standard	Ø1,6 mm 	862	806 314 249 524		012				
			862H	806 314 249 544		012	014			
			862G	806 314 249 534		012	014	016		
RA		Ø2,35 mm 	862	806 204 249 524			014	016	018	
			862F	806 204 249 514		012		016		
			862C	806 204 249 504		012	014	016		
HP		Ø2,35 mm 	862	806 104 249 524	010	012	014	016	018	
			862F	806 104 249 514				016		




863



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	10,0	10,0	10,0	10,0
FG	Long	Ø1,6 mm 24 mm	863	806 315 250 524	012	016	018	
			863H	806 315 250 544	012	016	018	
			863G	806 315 250 534	012	016	018	
			863F	806 315 250 514	012	016	018	
			863C	806 315 250 504	012	016		
RA		Ø2,35 mm 22 mm	863	806 204 250 524	012	016		
			863F	806 204 250 514	012			
HP		Ø2,35 mm 44,5 mm	863	806 104 250 524	012	016	018	025




863K



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	10,0	10,0
FG	Long	Ø1,6 mm 24 mm	863KG	806 315 256 534	012	016
			863KF	806 315 256 514	012	
			863KC	806 315 256 504	012	



863XL



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	12,0
FG	Extra Long	Ø1,6 mm 25 mm	863XL	806 316 251 524	014
			863XLF	806 316 251 514	014


Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



865L




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Long	Ø1,6 mm 	865L 865LF	806 315 535 524 806 315 535 514	3,0 009 009



866





Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Standard	Ø1,6 mm 	866 866F	806 314 287 524 806 314 287 514	5,0 009 009



867







Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Long	Ø1,6 mm 	867 867G 867F	806 315 288 524 806 315 288 534 806 315 288 514	6,0 009 009
FG	Standard	Ø1,6 mm 	867 867G	806 314 288 524 806 314 288 534	6,0 010 012



868



Şaft			Şekil	ISO no	(Lmm)	8,0	8,0	8,0	8,0	
FG	Long	Ø1,6 mm 		868	806 315 289 524		010	012	014	016
				868H	806 315 289 544		010	012	014	016
				868G	806 315 289 534		010	012	014	016
				868F	806 315 289 514		010	012	014	016
				868C	806 315 289 504			012	014	
FG	Standard	Ø1,6 mm 		868	806 314 289 524			012		
				868H	806 314 289 544			012		
				868G	806 314 289 534			012		
RA		Ø2,35 mm 		868	806 204 289 524			012		
HP		Ø2,35 mm 		868	806 104 289 524			012	014	



869



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



870



Şaft			Şekil	ISO no	(Lmm)						
FG	Standard		Ø1,6 mm	870	806 314 032 524		010	012	014	016	018
				870G	806 314 032 534			012	014		


Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



871




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	6,0
FG	Long	Ø1,6 mm 	871	806 315 222 524	014




872




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	8,0	8,0
FG	Long	Ø1,6 mm 	872	806 315 223 524	012	016
		872F	806 315 223 514			016



873



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	10,5
FG	Long	Ø1,6 mm 	873	806 315 213 524	016



876



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Standard	Ø1,6 mm	876	806 314 296 524	5,0
		19 mm	876G	806 314 296 534	012



877



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	6,5	6,5	6,5	6,5
FG	Long	Ø1,6 mm	877	806 315 297 524	012	014	016	018
		21 mm	877H	806 315 297 544			016	018
			877G	806 315 297 534	012	014	016	018
			877F	806 315 297 514	012			



878




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	13,0	13,0
FG	Long	Ø1,6 mm	878	806 315 298 524	012	014	016	018	021	023			
		22 mm	878H	806 315 298 544	012	014	016	018	021	023			
			878G	806 315 298 534	012	014	016	018	021	023			
			878F	806 315 298 514	012	014	016	018	021				
HP		Ø2,35 mm	878	806 104 257 524							025	060	
		44,5 mm	878G	806 104 257 534									070


Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



879




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0	20,0
FG	Long		879	806 315 299 524		012	014	016	018	021	023	
			879H	806 315 299 544				016	018	021		
			879G	806 315 299 534		012	014	016	018	021	023	
			879F	806 315 299 514		012	014	016	018			
			879C	806 315 299 504				016				
HP			879	806 104 266 524							047	
			879H	806 104 266 544							047	060
			879G	806 104 266 534							047	060



880



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	5,0	5,0
FG	Standard		880	806 314 139 524	012	014
			880G	806 314 139 534	012	014



881



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	8,0	8,0	8,0	8,0
FG	Long		881	806 315 141 524	010	012	014	016
			881H	806 315 141 544		012	014	
			881G	806 315 141 534		012	014	016
			881F	806 315 141 514	010	012	014	016
			881C	806 315 141 504		012	014	




882



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	10,0	10,0
FG	Long	Ø1,6 mm	882	806 315 142 524	012	014
			882F	806 315 142 514	012	014




883



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	7,0	8,0
FG	Long	Ø1,6 mm	883H	806 315 146 544	012	016



884



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	6,0
FG	Long	Ø1,6 mm	884	806 315 129 524	012
			884G	806 315 129 534	012
			884F	806 315 129 514	012

Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



885



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	8,0	8,0
FG	Long		885	806 315 130 524	012	014
			885H	806 315 130 544	012	014
			885G	806 315 130 534	012	014
			885F	806 315 130 514	012	014
			885C	806 315 130 504	012	014
FG	Standard		885G	806 314 130 534	012	



886




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	10,0	10,0	10,0
FG	Long		886	806 315 131 524	012	014	016
			886H	806 315 131 544		014	016
			886G	806 315 131 534	012	014	016
			886F	806 315 131 514	012	014	016
			886C	806 315 131 504	012	014	016



888




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	3,0
FG	Standard		888	806 314 496 524	012



888L




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	3,0
FG	Long	Ø1,6 mm 	888LG	806 315 539 534	010



889L





Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	3,5	4,0
FG	Long	Ø1,6 mm 	889L	806 315 540 524	009	010
			889LH	806 315 540 544	009	010
			889LG	806 315 540 534	009	010
			889LF	806 315 540 514	009	010
			889LC	806 315 540 504	009	



890



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	4,0
FG	Standard	Ø1,6 mm 	890F	806 314 160 514	010
			890C	806 314 160 504	010
			890U	806 314 160 494	010
RA		Ø2,35 mm 	890F	806 204 160 514	010

Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



890L



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Long	Ø1,6 mm	890LF	806 315 699 514	3,0
		22 mm	890LC	806 315 699 504	008



891



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Extra Long	Ø1,6 mm	891	806 316 113 524	12,0
		25 mm	891F	806 316 113 514	014
HP		Ø2,35 mm	891	806 104 113 524	018
		44,5 mm			



895




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Standard	Ø1,6 mm	895	806 314 274 524	3,5
		19 mm	895F	806 314 274 514	016
			895C	806 314 274 504	016
			895U	806 314 274 494	016



895L




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Long	Ø1,6 mm 	895LH	806 315 272 544	6,5 018



896




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Standard	Ø1,6 mm 	896F	806 314 244 514	5,5 025
			896C	806 314 244 504	025



897



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Long	Ø1,6 mm 	897	806 315 176 524	6,0 018
			897F	806 315 176 514	018
			897C	806 315 176 504	018

Elmas Dental Frezler / Diamond Dental Burs

Diamant Dental Fräsen / Les Fraises Dentaires Diamant



897R



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Long	Ø1,6 mm	897R	806 315 584 524	6,0
		21 mm	897RC	806 315 584 504	018



898



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0
FG	Long	Ø1,6 mm	898	806 315 164 524	012	014	016	023	
		22 mm	898H	806 315 164 544				023	
			898G	806 315 164 534	012	014	016	023	
			898F	806 315 164 514	012	014			
			898C	806 315 164 504		014			
RA		Ø2,35 mm	898	806 204 164 524					037
		22 mm							
HP		Ø2,35 mm	898	806 104 164 524					037
		44,5 mm							



899




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	6,5	7,0	7,0
FG	Long	Ø1,6 mm	899	806 315 033 524	021	027	031
		22 mm	899G	806 315 033 534	021	027	031
			899F	806 315 033 514	021	027	031

Özel Kesim Frezler / Special Cool Cut
Spezielschnitt Dental Fräsen /
Les Fraises Dentaires Diamant



808D



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Standard	Ø1,6 mm 	808D	806 314 240 524	2,6 016



808LD




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Standard	Ø1,6 mm 	808LD	806 314 241 524	5,0 021



837D




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	
FG	Long	Ø1,6 mm 	837D	806 315 115 524	7,0 014

Özel Kesim Frezler / Special Cool Cut
Spezielschnitt Dental Fräsen /
Les Fraises Dentaires Diamant



837LD




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	9,5
FG Long	Ø1,6 mm 	837LD	806 315 115 524		016



847D




Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	9,5
FG Long	Ø1,6 mm 	847D	806 315 177 524		016



848D



Şaft		Şekil	ISO no	(Lmm)	10,0
FG Long	Ø1,6 mm 	848D	806 315 178 524		016



Sertifikalar / Certifications Zertifikate / Les Certificats





Bosphorus® TEKMETAL tarafından  retilmektedir.
Bosphorus® is manufactured by TEKMETAL

Ziya G kalp Mah. S leyman Demirel Bulvarı Demirciler San. Sit.   letme Kooperatifi
No:4 C2 Blok No:209 34306  kitelli - Ba ak ehir /  stanbul / T rkiye
T : +90 (0212) 671 51 04 (pbx) F : +90 (0212) 549 70 32
info@bosphorus.com.tr

www..com.tr